



## POPIS MOŽNÉHO VYBAVENIA PRODUKTMI Hexafluorine®



### Hexafluorine je použiteľný na nasledovné látky:

- kyselinu fluorovodíkovú akejkoľvek koncentrácie
- jednoduché kyseliny (H<sup>+</sup> ióny)
- zmesi kyselín s kyselinou fluorovodíkovou
- Lewisove kyseliny, ako napr. BF<sub>3</sub>

Nehoda s kyselinou fluorovodíkovou je vždy hodnotená ako vážny úraz. Preto je po poskytnutí I. Pomoci nevyhnutná vždy konzultácia s lekárom, aby sa odborné rozhodol o prípadnej potrebe následného liečenia. Pre bližšie informácie je nutné si prečítať informačný leták o vlastnostiach Hexafluorine.

HEXAFLUORINE® 500ml prenosný očný oplach v plastovej fľaške LMPF	Popis	Použitie
	<p><b>LMPF:</b> Prenosný a nástenný očný oplach Hexafluorine v 500ml plastovej fľaške</p> <p><b>Balenie obsahuje 6ks fľašiek.</b></p> <p>Nutné objednať celé balenie (6ks) alebo 2ks.</p>	<p>LMPF umožňuje dekontaminovať oko, pokožku, tváre, rúk po zásahu kyselinou fluorovodíkovou a jej derivátmi. Je nutné začať s oplachom do 1 minúty po zásahu ľudského tkaniva kyselinou.</p> <p>Záruka: 2 roky Produkty na jedno použitie</p>
HEXAFLUORINE® 500ml očný oplach s okulárom LPF	Popis	Použitie
	<p><b>LPF:</b> prenosný očný oplach v PVC vrecku - staršia verzia - produkt určený pre záchranárske a hasičské zložky</p> <p><b>Balenie obsahuje 6ks PVC vreciek.</b></p> <p>Nutnosť objednať celé balenie.</p>	<p>Pomocou LPF je možné dekontaminovať oko, pokožku, tváre, rúk po zásahu kyselinou fluorovodíkovou a jej derivátmi. Je nutné začať s oplachom do 1 minúty po zásahu ľudského tkaniva kyselinou.</p> <p>Záruka očného oplachu : 2 roky alebo 6 mesiacov po jeho uvedení do pohotovostného stavu (očný oplach by mal byť pripravený, aby sa garantoval oplach do 1 minúty po nehode). Produkt na jedno použitie. Vhodné do sanitiek, HaZZ aut.</p> <p>Produkty na jedno použitie</p>

HEXAFLUORINE® nástenná polica	Popis	Použitie
	<p><b>Nová polypropylénová nástenná polica HEXAFLUORINE® (čierna)</b></p> <p>Polica je dostupná aj v <b>nemrznúcej úprave – do externých priestorov</b> (vykurovacia jednotka - termostatom riadený odpor 150W, napätie 220-240V)</p>	<p>Toto vybavenie umožňuje poskytnúť I. pomoci v prvej minúte po nehode. Obsah nástennej police zabezpečuje dekontamináciu pokožky, v rozsahu napr. ramena, časť nohy, krk, časť trupu...</p>
	<p><b>Po expirácii výrobkov v polici je možné si kúpiť kompletnú náhradnú súpravu alebo dokúpiť len konkrétny produkt.</b></p>	<p>Nástenná polica môže byť vybavená rôzne:</p> <p><b>LMPE.F:</b> očný oplach LPMF (2*500ml)</p> <p><b>LMPE.FCA:</b> očný oplach LPMF (2*500ml) + Glukonat Kalcia (1*40g)</p> <p><b>LMPE.FA:</b> očný oplach LPMF (2*500ml) + AFTERWASH® solution (1*200ml)</p> <p><b>LMPE.FA.TXP:</b> očný oplach LPMF (2*500ml) + AFTERWASH®solution (1*200ml) + TRIVOREX® (1*800g)</p> <p><b>LMPE.FACA:</b> očný oplach LPMF (2*500ml) + AFTERWASH® solution (1*200ml) + Glukonat Kalcia (1*40g)</p> <p><b>LMPEGF.FA:</b> očný oplach LPMF (2*500ml) + AFTERWASH®solution (1*200ml) + Glukonat Kalcia (1*40g) + TRIVOREX® (1*800g)</p>
		<p>Záruka: 2 roky Produkty na jedno použitie</p>

Samostatná prenosná sprcha HEXAFLUORINE® 5l	Popis	Použitie
	<p><b>DAPF:</b> sprcha - obsah 5L (oplach pokožky tela)</p> <p>Aktuálne sa k novej zakúpenej prenosnej sprche DAPF automaticky pribaľuje plastový ochranný obal</p> <p>EDAPF: Štandardná výmena sprchy (podmienka: obal pôvodnej sprchy je vratný)</p>	<p>Toto vybavenie umožňuje dekontaminovať človeka od hlavy po päty v prípade zasiahnutia celého tela chemickou látkou HF. Je určená na použitie v prvej minúte po nehode.</p> <p>Záruka DAPF : 2 roky Produkt na jedno použitie.</p>
Nástenná stanica PPE HEXAFLUORINE®	Popis	Použitie
	<p>Nástenná stanica Hexafluorine®</p> <p>Zloženie: 2 fľašky s 500ml očným oplachom LPMF + 1 fľaša 200ml fyziologického roztoku Afterwash + 1 tuba Glukonat Kalcia 40g + 5l celotelová sprcha DAPF + 1* protokol o používaní.</p>	<p>Nástenná stanica PPE Hexafluorine predstavuje kompletne vybavenie dekontaminačnými prostriedkami na pracovisku s rizikom nehody kyseliny fluorovodíkovej a jej derivátov.</p> <p>Záruka: 2 roky Produkty na jedno použitie</p> <p>Dostupný je aj samotný obal nástennej stanice a aj stanica určená do chladného prostredia (tzn. nemrznúci obal nástennej stanice).</p>